

ETIQUETEUSE BMP™ 21-LAB

ROBUSTE À L'EXTÉRIEUR, UN GÉNIE À L'INTÉRIEUR



Combinant une construction robuste et des fonctions d'impression intelligentes, l'étiqueteuse portable BMP21-LAB peut être malmenée et fonctionner encore. Outre sa puissance et son prix abordable, **ses symboles de laboratoire** et le dimensionnement automatique pour les flacons/tubes, ses cartouches prêtes à l'emploi, sa batterie au lithium-ion rechargeable et sa garantie de deux ans lui permettent de réaliser des étiquettes de manière rapide et efficace, dans n'importe quel type de laboratoire. **Des consommables de haute qualité** conçus spécifiquement pour l'environnement de laboratoire créent des étiquettes de qualité professionnelle pour vos échantillons de laboratoire et autres.

Facile à utiliser et à acheter... vous ne voudrez plus du stylo !



Conçue pour les laboratoires

- Consommables disponibles pour les applications de laboratoire, telles que les lamelles et flacons cryogéniques
- Symboles grecs couramment utilisés dans les laboratoires et structure de menu intuitive pour les symboles
- Découpe automatique du ruban en fonction de la taille du flacon grâce à la fonction d'étiquette pour flacon
- Sérialisation automatique
- Horodatage

Facile à utiliser

- Ecran LCD à 3 lignes offrant une excellente visibilité
- Clavier ABC, bibliothèque graphique, touches de raccourci et menu de fonctions pour une création d'étiquettes rapides
- Batterie* au lithium-ion rechargeable longue durée
- Technologie Smart Cell permettant la configuration automatique des étiquettes
- Formatage automatique des types d'étiquettes couramment utilisés dans les laboratoires
- Aimant* pour une utilisation et un stockage pratiques sur les tables de laboratoire plus petites et cordon tour de cou pour un fonctionnement mains-libres
- Etiqueteuse ergonomique et équilibrée, dotée d'un boîtier au revêtement antidérapant strié pour une manipulation aisée

Variété et durabilité exceptionnelles des consommables

- Consommables spécifiques aux laboratoires conçus pour résister aux environnements de laboratoire difficiles
- Etiquettes haute qualité durables qui collent à la perfection.
- Impression d'étiquettes d'identification durables sur toute leur largeur allant de 6 à 19 mm, pour maximiser le nombre de données imprimées
- Ajustement de la longueur des étiquettes à l'aide du consommable continu haute performance
- La réponse à vos besoins, avec 7 matériaux durables spécifiques à différents secteurs industriels

2 ANS DE GARANTIE

*Les accessoires sont vendus séparément. La batterie est seulement incluse dans le "Kit de démarrage".

Étiqueteuse BMP™21-LAB

Référence	Description
139538	Étiqueteuse BMP21-LAB sous blister

L'emballage sous blister contient: Étiqueteuse + Cordon tour de cou + Guide de démarrage rapide + Consommable M21-750-7425



2 GARANTIE
DE DEUX ANS

Kit de démarrage BMP™21-PLUS

Référence	Description
134474	Étiqueteuse BMP21-LAB Kit EU

Le kit de démarrage contient: Étiqueteuse + Batterie au lithium-ion + Câble d'alimentation + Cordon tour de cou + Guide de démarrage rapide + Consommable M21-750-7425

Accessoires

Référence	Description
110416	Adaptateur secteur - Europe - 220V
139540	Batterie au lithium-ion rechargeable pour BMP21-PLUS; BMP21-LAB
110891	Aimant
110892	Accessoire multifonctions

Étiquettes en polyester transparent pour l'étiquetage des bouteilles, des flacons et des boîtes



Référence	Couleur	Largeur (mm)	Longueur (m)
B-430: Polyester			
M21-375-430	Noir sur Transparent	9,53	6,40
M21-500-430	Noir sur Transparent	12,70	6,40
M21-750-430	Noir sur Transparent	19,05	6,40

Étiquettes en polyester blanc ultra-fines pour les flacons, les tubes et les tubes coniques



Référence	Couleur	Largeur (mm)	Longueur (m)
B-461: Polyester			
M21-375-461	Noir sur Blanc	9,53	6,40
M21-500-461	Noir sur Blanc	12,70	6,40
M21-750-461	Noir sur Blanc	19,05	6,40

Étiquettes en polyester résistant aux produits chimiques pour les lamelles

- Résiste au DMSO, à l'éthanol et pendant une courte durée au xylène



Référence	Couleur	Largeur (mm)	Longueur (m)
B-488: Polyester			
M21-375-488	Noir sur Blanc	9,53	6,40
M21-500-488	Noir sur Blanc	12,70	6,40
M21-750-488	Noir sur Blanc	19,05	6,40

Étiquettes en nylon pour les sacs, les bouteilles et les tubes

- Étiquettes en tissu nylon faciles à manipuler pour les surfaces non rigides et incurvées



Référence	Couleur	Largeur (mm)	Longueur (m)
B-499: Tissu nylon			
M21-375-499	Noir sur Blanc	9,53	4,90
M21-500-499	Noir sur Blanc	12,70	4,90
M21-750-499	Noir sur Blanc	19,05	4,90

Étiquettes en polypropylène pour les flacons, les tubes, les lamelles et les plaques de puits

- Résiste à l'exposition à l'azote liquide, au congélateur, au bain-marie et à l'autoclave



Référence	Couleur	Largeur (mm)	Longueur (m)
B-7425: Polypropylène			
M21-375-7425	Noir sur Blanc	9,53	6,40
M21-500-7425	Noir sur Blanc	12,70	6,40
M21-750-7425	Noir sur Blanc	19,05	6,40

Étiquettes en vinyle pour l'étiquetage général

- Adhère aux surfaces irrégulières, rugueuses et incurvées
- Recommandé pour les équipements, les étagères, les armoires et l'identification générale en laboratoire



Référence	Couleur	Largeur (mm)	Longueur (m)
B-595: Vinyle			
M21-375-595-BL	Blanc sur Bleu	9,53	6,40
M21-500-595-BL	Blanc sur Bleu	12,70	6,40
M21-750-595-BL	Blanc sur Bleu	19,05	6,40
M21-375-595-BR	Blanc sur Marron	9,53	6,40
M21-500-595-BR	Blanc sur Marron	12,70	6,40
M21-750-595-BR	Blanc sur Marron	19,05	6,40
M21-375-595-BK	Blanc sur Noir	9,53	6,40
M21-500-595-BK	Blanc sur Noir	12,70	6,40
M21-750-595-BK	Blanc sur Noir	19,05	6,40
M21-375-595-RD	Blanc sur Rouge	9,53	6,40
M21-500-595-RD	Blanc sur Rouge	12,70	6,40
M21-750-595-RD	Blanc sur Rouge	19,05	6,40
M21-375-595-GN	Blanc sur Vert	9,53	6,40
M21-500-595-GN	Blanc sur Vert	12,70	6,40
M21-750-595-GN	Blanc sur Vert	19,05	6,40
M21-375-595-PL	Blanc sur Violet	9,53	6,40
M21-500-595-PL	Blanc sur Violet	12,70	6,40
M21-750-595-PL	Blanc sur Violet	19,05	6,40
M21-250-595-WT	Noir sur Blanc	6,35	6,40
M21-375-595-WT	Noir sur Blanc	9,53	6,40
M21-500-595-WT	Noir sur Blanc	12,70	6,40
M21-750-595-WT	Noir sur Blanc	19,05	6,40
M21-375-595-GY	Noir sur Gris	9,53	6,40
M21-500-595-GY	Noir sur Gris	12,70	6,40
M21-750-595-GY	Noir sur Gris	19,05	6,40
M21-250-595-YL	Noir sur Jaune	6,35	6,40
M21-375-595-YL	Noir sur Jaune	9,53	6,40
M21-500-595-YL	Noir sur Jaune	12,70	6,40
M21-750-595-YL	Noir sur Jaune	19,05	6,40
M21-375-595-OR	Noir sur Orange	9,53	6,40
M21-500-595-OR	Noir sur Orange	12,70	6,40
M21-750-595-OR	Noir sur Orange	19,05	6,40



© 2014 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved.
Trademarks used are owned as indicated at www.fishersci.com/trademarks.

Austria: +43(0)800-20 88 40 Belgium: +32 (0)56 260 260 Denmark: +45 70 27 99 20
Germany: +49 2304 932-5 Ireland: +353 (0)1 885 5854 Italy: +39 02 950 59 478
Finland: +358 (0)9 8027 6280 France: +33 (0)3 88 67 14 14 Netherlands: +31 (0)20 487 70 00
Norway: +47 22 95 59 59 Portugal: +351 21 425 33 50 Spain: +34 902 239 303
Sweden: +46 31 352 32 00 Switzerland: +41 (0)56 618 41 11 UK: +44 (0)1509 555 500



A Thermo Fisher Scientific Brand