

Vêtements de sécurité jetables

Blouses de laboratoire jetables en polypropylène

Blouse de laboratoire en polypropylène non tissé, sans latex

- Les poignets élastiques maintiennent les manches bien en place
- Cinq pressions pour une fermeture correcte
- Col standard
- Aucune poche
- Grammage : 50 g/m²

N° cat.	Couleur	Taille	Qté par paquet
15431922	Blanc	S	25
15441922	Blanc	M	25
15451922	Blanc	L	25
15461922	Blanc	XL	25
15471922	Blanc	XXL	25
15481922	Blanc	XXXL	25



Blouses de laboratoire jetables en polypropylène avec poches

Les blouses de laboratoire à usage unique offrent une protection économique, légère et respirante


- Fabrication en polypropylène non tissé, sans latex
- Les poignets en tricot maintiennent les manches bien en place
- Trois poches et fermeture avec cinq pressions
- Col standard
- Grammage : 50 g/m²

N° cat.	Couleur	Taille	Qté par paquet
15491922	Blanc	S	30
15401932	Blanc	M	30
15411932	Blanc	L	30
15421932	Blanc	XL	30
15431932	Blanc	XXL	30
15441932	Blanc	XXXL	30



Guide des tailles pour les blouses de laboratoire

Taille	Longueur du corps	Tour de poitrine	Longueur de manche
S	89 cm	119 cm	52 cm
M	97 cm	125 cm	52 cm
L	99 cm	130 cm	52 cm
XL	104 cm	135 cm	52 cm
XXL	109 cm	140 cm	53 cm
XXXL	114 cm	145 cm	53 cm



A: Longueur du corps
B: Tour de poitrine
C: Longueur de manche

Aperçu rapide du type de matériau

Matériau	recommandé pour les clients qui recherchent :	Pouvoir respirant	Indice de protection
Polypropylène non tissé	<ul style="list-style-type: none"> • Protection économique, légère, respirante • Matériau moins coûteux 	Haut pouvoir respirant	Protection de base

Masques faciaux jetables en polypropylène

Offrent une protection avancée

- Jetables, usage unique
- Fixation élastiques ou liens
- Couche externe en polypropylène non tissé
- Couche interne en polypropylène non tissé thermolée
- Sans latex
- Bleu ou blanc au choix
- Taille unique

	N° cat.	Description	Couleur	Épaisseur	Qté
1	15451932	Masque facial jetable avec élastiques	Blanc	2 plis	500
	15461932	Masque facial jetable avec élastiques	Bleu	3 plis	500
	15471932	Masque facial jetable avec élastiques	Blanc	3 plis	500
2	15481932	Masque facial jetable avec liens	Bleu	3 plis	500



Charlottes jetables en polypropylène

Charlotte à usage unique pour une protection de base

- Jetable
- Polypropylène 14 g/m²
- Diamètre : 53,3 cm ou 60,9 cm
- Sans latex
- Bleu ou blanc au choix

	N° cat.	Couleur	Taille, cm	Qté
1	15491932	Bleu	53,3	1 000
2	15401942	Blanc	53,3	1 000
	15411942	Bleu	60,9	1 000
	15421942	Blanc	60,9	1 000



Charlottes jetables plissées

Le bandeau élastique de la charlotte est recouvert de fil polyester souple pour un grand confort et une grande protection

- Jetables
- Plissées
- Polypropylène
- Blanc ou bleu au choix

	N° cat.	Couleur	Taille	Qté
1	15431942	Blanc	S	1 000
	15441942	Bleu	S	1 000
	15451942	Blanc	L	1 000
2	15461942	Bleu	L	1 000
	15471942	Blanc	XL	1 000



Surchaussures jetables

Les surchaussures en polypropylène non tissé protègent de la saleté, de la crasse et de certaines particules sèches

- Usage unique
- Bleu
- Polypropylène
- Sans latex
- Avec ou sans semelle antidérapante

Cat. No	Description	Couleur	Taille	Qté
15481942	Surchaussure sans semelle antidérapante	Bleu	Unique	300
15491942	Surchaussure sans semelle antidérapante	Bleu	XL	300
15401952	Surchaussure avec semelle antidérapante	Bleu	Unique	300
15411952	Surchaussure avec semelle antidérapante	Bleu	XL	300



Surchaussures jetables à fort pouvoir adhérent

La surchaussure jetable à fort pouvoir adhérent offre une protection supérieure

- Usage unique
- Polyuréthane
- Bleu
- Sans latex
- Semelle à fort pouvoir adhérent

Cat. No	Description	Couleur	Taille	Qté
15421952	Surchaussure, fort pouvoir adhérent	Bleu	Unique	300
15431952	Surchaussure, fort pouvoir adhérent	Bleu	XL	300



Surchaussures jetables antistatiques

La bande de carbone conductrice permet d'éviter l'accumulation d'électricité statique

- Usage unique
- Élastique au niveau de la cheville
- Polypropylène 42 g/m²
- Avec bande en carbone dissipative cousue
- Sans latex
- Bleu

Cat. No	Description	Couleur	Taille	Qté
15441952	Surchaussure, avec bande de carbone conductrice	Bleu	Unique	300



Surchaussures jetables en polyéthylène

Les surchaussures jetables à usage unique offrent une protection pratique

- Polyéthylène
- Bleu
- Sans latex

Cat. No	Description	Couleur	Taille	Qté
15451952	Surchaussure, polyéthylène	Bleu	Unique	300
15461952	Surchaussure, polyéthylène	Bleu	XL	300



Cache-barbe jetable

Cache-barbe en polypropylène pour protection de base

- Jetable
- Polypropylène non tissé 10 g/m²
- Usage unique
- Sans latex
- Blanc

Cat. No	Couleur	Taille	Qté
15471952	Blanc	Unique	500



Manchettes jetables en polyéthylène

Manchettes jetables polyvalentes

- Polyéthylène
- Longueur : 45,7 cm
- Sans latex
- Bleu
- Épaisseur : 6 mm
- Poignets élastiques

Cat. No	Couleur	Longueur, cm	Taille	Qté
15481952	Bleu	45,7	Unique	200

