


|                     |  |
|---------------------|--|
| Désignation :       | Charlotte ronde<br>Polypropylène, bleue, S |
| Référence :         | 15491932 (17-100-900)                      |
| Composition :       | 14g/m <sup>2</sup> SB Polypropylène        |
| Taille :            | 21" – 53 cm                                |
| Conditionnement :   | 100 pièces/sachet<br>10 sachets/carton     |
| Dimensions Carton : | 33 x 23 x 26 cm                            |



| Item | Longueur | Tolérance | Remarque                |
|------|----------|-----------|-------------------------|
| A    | 53cm     | +/- 2cm   |                         |
| B    | 21cm     | +/- 2cm   | Demi-longueur élastique |