



Désignation :	Masque PP bleu 3 plis cordon
Référence :	15481932 (17-100-899)
Composition :	28g/m <sup>2</sup> + 20g/m <sup>2</sup> Polypropylène
Taille :	17.5 x 9.5 cm
Conditionnement :	50 pièces/sachet 10 sachets/carton
Dimensions Carton :	47 x 22 x 20 cm



Item	Longueur	Tolérance	Remarque
A	17.5cm	+/- 1cm	
B	9.5cm	+/- 1cm	
C	11.5cm	+/- 1cm	
D	40cm	+/- 2cm	