


Désignation :	Masque PP blanc 2 plis
Référence :	15451932 (17-100-896)
Composition :	18g/m <sup>2</sup> + 21g/m <sup>2</sup> Polypropylène
Taille :	17.5 x 9.5 cm
Conditionnement :	50 pièces/sachet 10 sachets/carton
Dimensions Carton :	37 x 22 x 20 cm



Item	Longueur	Tolérance	Remarque
A	17.5cm	+/- 1cm	
B	9.5cm	+/- 1cm	
C	11.5cm	+/- 1cm	
D	16cm	+/- 1cm	