


Désignation :	Blouse blanche, 3 poches, S
Référence :	15491922 (17-100-881A)
Composition :	50 g/m ² SB Polypropylène
Taille :	Small
Conditionnement :	10 pièces/sachet 3 sachets/carton
Dimensions Carton :	32 x 28 x 25 cm



Item	Longueur	Tolérance	Item	Longueur	Tolérance
A	90cm	+/- 2cm	J	20cm	+/- 1cm
B	61.5/130cm	+/- 2cm	K	9cm	+/- 2cm
C	53cm	+/- 2cm	L	13cm	+/- 1cm
D	25cm	+/- 2cm	M	13cm	+/- 1cm
E	19cm	+/- 2cm	N	15cm	+/- 1cm
F	24cm	+/- 1cm	O	25cm	+/- 2cm
G	8cm	+/- 1cm	P	7cm	+/- 2cm
H	7cm	+/- 1cm	Q	35	+/- 2cm