


Désignation :	Blouse blanche, 3 poches, XL
Référence :	15421932 (17-100-884A)
Composition :	50 g/m ² SB Polypropylène
Taille :	X-Large
Conditionnement :	10 pièces/sachet 3 sachets/carton
Dimensions Carton :	32 x 28 x 25 cm



Item	Longueur	Tolérance	Item	Longueur	Tolérance
A	105cm	+/- 2cm	J	20cm	+/- 1cm
B	68/145cm	+/- 2cm	K	9cm	+/- 2cm
C	53cm	+/- 2cm	L	14cm	+/- 1cm
D	27cm	+/- 2cm	M	13cm	+/- 1cm
E	22cm	+/- 2cm	N	15cm	+/- 1cm
F	25cm	+/- 1cm	O	25cm	+/- 2cm
G	9cm	+/- 1cm	P	7cm	+/- 2cm
H	7cm	+/- 1cm	Q	50cm	+/- 2cm
I	18cm	+/- 1cm	R	27cm	+/- 1cm