


Désignation :	Blouse polypropylène, blanche, 3XL
Référence :	15431922 (17-100-806)
Composition :	50 g/m ² SB PP
Taille :	XXX-Large
Conditionnement :	25 pièces/sachet/carton
Dimensions Carton :	32 x 28 x 25 cm



Item	Longueur	Tolérance	Remarque
A	115cm	+/- 2cm	
B	78/164cm	+/- 2cm	
C	56cm	+/- 2cm	
D	27cm	+/- 2cm	
E	25cm	+/- 2cm	
F	25cm	+/- 1cm	
G	10cm	+/- 1cm	
H	8cm	+/- 2cm	
I	15cm	+/- 1cm	
J	27cm	+/- 1cm	Dos ouvert